



旋轉真空濃縮機 — 直立式, 3ℓ

ROTARY EVAPORATOR R-3000V-B1, R-3000V-B2



R-3000V-B2

特點:

- 手動昇降
- 3ℓ濃縮瓶, 2ℓ收集瓶
- 濃縮瓶口徑 $\phi 50\text{mm}$ 法蘭式
- 採用與標準1ℓ旋轉真空濃縮機一樣的冷凝管
- 慢速轉動穩定, 不會忽快忽慢
- 加熱槽可選用旋鈕式控溫或數位控溫.
- 旋轉瓶浸入角度可調整
- 另可選用附件:
轉接緩衝瓶($\phi 50\text{mm}$ 法蘭式 \rightarrow $\nabla 24/40$)

SPECIFICATIONS

MODEL	R-3000V-B1	R-3000V-B2
CONDENSER	Vertical	
SAMPLE FLASK	Standard 3ℓ	
RECEIVER FLASK	2ℓ (S35/20)	
ROTATION SPEED	10~160 rpm	
ULTIMATE VACUUM	Bellow 1 Torr	
JOINT ($\phi \times L$)	$\phi 25 \times 140\text{mm}$ with $\phi 50\text{mm}$ flange	
JACK HEIGHT	Main unit, 110 mm	
TEMP. RANGE	30°C~100°C	
TEMP. SET/DISPLAY	Analog	LED (0.5°C)
TEMP. ACCURACY	$\pm 1.5^\circ\text{C}$	
BATH CAPACITY($\phi \times H$)	$\phi 275(\phi 210, \text{bottom}) \times 110\text{mm}$	
TOTAL DIMENSIONS(WxDxH)	570 x 340 x 820 mm	
WEIGHT	1.5 kg	1.5.2 kg
POWER SOURCE	110V/220V, 50/60Hz	

(本公司保有修改規格之權利, 不另行通知。)

(We reserve the rights to change the specifications without notice.)