



# 旋轉真空濃縮機 — 直立式, 3ℓ

ROTARY EVAPORATOR RA-3000V-B



RA-3000V-B

## 特點

- 電動昇降
- 3ℓ濃縮瓶, 2ℓ收集瓶
- 濃縮瓶口徑  $\phi 50\text{mm}$  法蘭式
- 採用與標準1ℓ旋轉真空濃縮機一樣的冷凝管
- 慢速轉動穩定, 不會忽快忽慢
- 加熱槽為數位控溫
- 旋轉瓶浸入角度可調整
- 另可選用附件:  
轉接緩衝瓶( $\phi 50\text{mm}$  法蘭式  $\rightarrow$   $\nabla 24/40$ )



可搭配VC-7600T真空控制器,  
直接固定於電子控制主體上方  
(RA-3000V-B/RA-5000V-B 共通)

## SPECIFICATIONS

MODEL	RA-3000V-B
CONDENSER	Vertical
SAMPLE FLASK	Standard 3ℓ
RECEIVER FLASK	2ℓ
ROTATION SPEED	10~160 rpm
ULTIMATE VACUUM	Bellow 1 Torr
JOINT ( $\phi \times L$ )	$\phi 25 \times 140\text{mm}$ L with $\phi 50\text{mm}$ flange
JACK HEIGHT	Motor jack
TEMP. RANGE	30°C~100°C
TEMP. SET/ DISPLAY	LED (0.5°C)
TEMP. ACCURACY	$\pm 1.5^\circ\text{C}$
BATH CAPACITY( $\phi \times H$ )	$\phi 275(\phi 210, \text{bottom}) \times 125\text{mm}$
TOTAL DIMENSIONS (WxDxH)	650 x 400 x 1100 mm
WEIGHT	26 kg
POWER SOURCE	110V/220V, 50/60Hz

(本公司保有修改規格之權利, 不另行通知。)

(We reserve the rights to change the specifications without notice.)