



# 旋轉真空濃縮機 — 直立式, 5ℓ

ROTARY EVAPORATOR RA-5000V-B



## 特點

- 介於小型及大型旋轉真空濃縮機間, 試小量產階段.
- 比標準型1ℓ旋轉真空濃縮機更增大冷凝管.
- 3ℓ的收集瓶具排液口, 並有收集瓶支撐架.
- 5ℓ濃縮瓶採用  $\phi 50\text{mm}$ 法蘭接口.
- 採用電動昇降的方式, 操作更便利.
- 慢速轉動穩定, 不會忽快忽慢
- 旋轉瓶浸入的角度固定不可調整.
- 週邊設備有真空控制器, 乾式真空幫浦及冷卻循環機.



可搭配VC-7600T真空控制器, 直接固定於電子控制主體上方 (RA-3000V-B/RA-5000V-B共通)

## SPECIFICATIONS

MODEL	RA-5000V-B
CONDENSER	Vertical
SAMPLE FLASK	Standard 5ℓ
RECEIVER FLASK	3ℓ with drain
ROTATION SPEED	10~160 rpm
ULTIMATE VACUUM	Bellow 1 Torr
JOINT ( $\phi \times L$ )	$\phi 25 \times 140 \text{ mm}$ with $\phi 50\text{mm}$ flange
JACK HEIGHT	Motor jack
TEMP. RANGE	30°C~100°C
TEMP. SET/DISPLAY	LED (0.5°C)
TEMP. ACCURACY	$\pm 1.5^\circ\text{C}$
BATH CAPACITY ( $\phi \times H$ )	$\phi 275(\phi 210, \text{bottom}) \times 125\text{mm}$
TOTAL DIMENSIONS(WxDxH)	650 x 400 x 1100 mm
WEIGHT	28 kg
POWER SOURCE	110V/220V, 50/60Hz

(本公司保有修改規格之權利, 不另行通知.)

We reserve the rights to change the specifications without notice.)