



冷卻循環機

COOLING CIRCULATOR CC-1000, 2000, 3000 / CC-1010, 2020, 3030



用途

- 旋轉式真空濃縮機冷卻用.
- 蒸餾系統冷卻.
- 手套箱真空幫浦的冷卻.
- 小型雷射光源冷卻.
- DIFFUSION PUMP 冷卻.
- 分析儀器發熱源冷卻.

特點

- 水槽容量配合壓縮機能力, 降溫迅速.
- 採用獨立式之循環PUMP(非攪拌噴流式), 無流量不足之困擾.
- 出入水口朝上, 位置容易擺放, 仍可觀測溫度值.
- CC-1000/2000/3000為冷卻專用機, 可做2~6°C來回跑, 壓縮機並可降低負載, 減少熱氣對LAB環境影響.
- CC-1010/2020/3030溫控範圍廣(-20~80°C), 溫控±0.1°C, 做需要較精確控溫時使用.

SPECIFICATIONS

MODEL	CC-1000	CC-2000	CC-3000	CC-1010	CC-2020	CC-3030
TEMP. RANGE	-20°C ~ Room temp.			-20°C ~ 80°C		
TEMP. CONTROL ACCURACY	±2°C			±0.1°C		
TEMP. SETTING & DISPLAY	LED (1°C)			LED (0.1°C)		
COOLING CAPACITY at 20°C	580Kcal/hr	745Kcal/hr	1542Kcal/hr	580Kcal/hr	745Kcal/hr	1542Kcal/hr
TIME TO 4°C	About 20 minutes					
CIRCULATING PUMP	11 l/min., 2m	11 l/min., 7m	17 l/min., 11m	11 l/min., 2m	11 l/min., 7m	17 l/min., 11m
BATH DIMENSIONS (φ x H)	180x180mm	220x220mm	260x260mm	180x180mm	220x220mm	260x260mm
SAFETY DEVICES	Power leakage, over current prevention devices					
DIMENSIONS (WxDxH)mm	260x360x490	320x420x700	350x420x860	260x360x490	320x420x700	350x420x860
POWER SOURCE	110/220V, 50/60Hz					
可冷卻旋轉式濃縮機	1~2台	2~3台	3~4台	—		
置放方式	桌上型	桌下型	落地型	桌上型	桌下型	落地型

(本公司保有修改規格之權利, 不另行通知.)

We reserve the rights to change the specifications without notice.)

- 其他:
- 1) 裝有漏電開關及過負載保護開關, 保護使用者安全.
 - 2) 雙重蓋設計, 低溫時機體上方無冷凝水現象.
 - 3) 上方為平面式, 可負重15kg重, 可置放抽氣PUMP或其他物品.