

歧管式真空乾燥/蒸餾系統

MANIFOLD DRYING SYSTEM



組合:

- 1) Manifold 4 4加1 歧管組
或Manifold 6 6加1 歧管組
- 2) 雙層組合架附輪加井字型支架
RACK 60加井字型支架
RACK 90加井字型支架
- 3) 低溫冷凝槽COLD TRAP
(免加抗凍劑型)
CT-5000 -50°C
CT-8500 -85°C
- 4) 油迴轉式真空幫浦
GVD-050A, 60ℓ/min., 5×10^{-4} Torr

或: 另外選擇真空控制器VC-7600
(含控制閥)連接於COLD TRAP與
真空幫浦間,做樣品的蒸餾

(本公司保有修改規格之權利, 不另行通知。
We reserve the rights to change the specifications without notice.)

com.