

自動收集器

FRACTION COLLECTOR FC-201, FC-201L, FC-201DEL, FC-201PLUS



用途:

- 天然物, 有機, 生化實驗室, OPEN COLUMN收集最適宜.
- HPLC, MPLC成份簡易收集.
- 臨床藥學, 生理等小動物實驗之液體收集.

特點:

- OPEN COLUMN 與 FRACTION COLLECTOR 不用再接管, 避免重複污染.
- FC-201PLUS收集器可同時使用3支COLUMN. 使用若超過40支試管時, 不用停機. 可繼續操作(已收集之試管可隨時取下, 因此能保有40支試管之收集時間).
- 超小型, 不佔實驗室空間設計.
- 操作簡單, 設定時間三秒內完成.

SPECIFICATIONS

MODEL	FC-201	FC-201L	FC-201DEL	FC-201PLUS
CAPACITY	2 channels x 20 pcs		2 channels x 30 pcs	3 channels x 40 pcs
COLUMN CAPACITY	2			3
TUBE DIAMETER (TUBE CAPACITY)	ϕ 18mm (30c.c./tube)	ϕ 25mm (80c.c./tube)	ϕ 13 or ϕ 16mm (10 or 20c.c./tube)	ϕ 13mm or ϕ 18mm (10 or 30c.c./tube)
RACK MATERIAL	PP			
TIME SETTING	1~999 sec./min.			
DISPLAY	LED			
MAIN BODY DIMENSIONS	180W x 200D x 100H (mm)			
RACK SIZE	ϕ 190 x 70mm H	ϕ 255 x 70mm H	ϕ 190 x 70mm H	ϕ 285 x 70mm H
POWER SOURCE	110/220V, 50/60Hz			

(本公司保有修改規格之權利, 不另行通知。
We reserve the rights to change the specifications without notice.)