

# 自動收集器

## FRACTION COLLECTOR FC-401, FC-2000, FC-201PLUS(L)



FC-401

### 用途:

- FC-401最適合天然物的大量分離。
- FC-2000最適合OVER NIGHT收集。

### 特點:

- OPEN COLUMN與FRACTION COLLECTOR不用再接管, 避免重複污染。
- FC-401收集氣可同時使用三支COLUMN. 使用若超過40支試管時,不用停機,可繼續操作。(已收集之試管可隨時取下, 因此能保有40支試管之收集時間)。
- 操作簡單, 設定時間三秒內完成。

### SPECIFICATIONS

MODEL	FC-401	FC-201PLUS(L)	FC-2000	FC-2000-13
CAPACITY	3 channels x 40 pcs	1 channel x 40 pcs	100 pcs	88 pcs
COLUMN CAPACITY	3		1	
TUBE DIAMETER (TUBE CAPACITY)	φ 18 or φ 25mm (30 or 80 c.c./tube)	Flask	φ 18mm* (30 c.c./tube)	φ 13mm (10 c.c./tube)
RACK MATERIAL	Alloy aluminum			
TIME SETTING	1~999 sec./min.			
DISPLAY	LED			
MAIN BODY DIMENSIONS	250Wx330Dx140H (mm)	-	250W x 335D x 95H (mm)	
RACK SIZE	φ 380 x 100H (mm)	-	φ 310x85H(mm)	φ 275x85H(mm)
POWER SOURCE	110/220V, 50/60Hz			

※ φ 16mm is optional, please specify while order.

(本公司保有修改規格之權利, 不另行通知。  
We reserve the rights to change the specifications without notice.)



FC-201PLUS(L)

- 適合FLASK收集。



FC-2000



FC-2000-13