

# 油壓打片機/熱壓成型機

## HYDRAULIC PRESS PRESS-200



PRESS-200

※上方壓模組為選擇性配件  
Pellet die set is optional accessory.

### 用途:

- 測FT/IR 或 X-RAY前, 固體樣品打錠成型.
- 物理、材料固體樣品壓模成型.

### 特點:

- 本機為一體式, 節省空間 (昇降台及油壓機同一組內), 附可收納式油壓把手.
- 本體附壓力錶及預留真空管孔.
- 機器上方具可調高低螺桿.
- 洩壓後, 昇降台自動回位裝置.
- 安全防護: 前後方各一透明防護片, 保護使用者.


### 選擇性配件:

- 1) Pellet die set ( $\phi$  13mm/25mm/32mm/50mm)
- 2) 瑪瑙乳鉢
- 3) 真空幫浦
- 4) 加熱平台(附溫控)

### SPECIFICATIONS

MODEL	PRESS-200
MAX. FORCE	20 tons
PLATEN DIAMETER	80 mm
MAX. PELLET DIE HEIGHT	140 mm
DIMENSIONS (WxDxH)	220 x 450 x 490 mm
WEIGHT	52 kgs

(本公司保有修改規格之權利, 不另行通知。  
We reserve the rights to change the specifications without notice.)



加熱平台(附溫控)