



自動真空控制器/乾式真空幫浦

VACUUM CONTROLLER VC-7600/VACUUM PUMP VP-60D, VP-90D



VC-7600



VP-60D

VP-90D

用途:

- 各式真空控制系統的真空控制。
- 特別適用於1-100公升旋轉式濃縮機系統。

特點:

- 大型按鍵式操作鈕, 易於設定操作。
- 可搭配真空PUMP及SOLVENT回收系統取代水流抽氣機耗水及高污染, 而達到完美控制。
- 濃縮系統中, 突沸物質的真空控制。
- SOLVNET的蒸餾, 設定最適之真空度, 可得最高回收率。
- 真空控制器可自動控制真空幫浦的啟動及停止。

SPECIFICATIONS

MODEL	VC-7600
CONTROL RANGE	0~ -760mmHg
DISPLAY	Digital
RESOLUTION	1mmHg
HYSTERESIS	Adjustable
OUTPUT LOAD	10 Amps for pump
WOULFF BOTTLE CAPACITY	100c.c.
VENT VALVE	Standard
CONTROL VALVE	Standard
CONTROLLER STAND	Standard
WEIGHT	2 kg
DIMENSIONS (WxDxH)	130 x 170 x 210mm
POWER SOURCE	110/220V, 50/60Hz

用途:

- 配合各式真空控制系統中所需之抽真空及排氣
例如: 旋轉式濃縮機, 鐘罩式真空乾燥機
離心式真空乾燥機, 真空烘箱,
GEL DRYER用減壓過濾,
分解爐之廢氣處理, 及一般減壓用。

◎乾式真空幫浦, 又名為無油式真空幫浦

特點:

- 不需使用真空油, 耐久性佳。
- 可耐一般SOLVENT。
- 具隔音外箱。

選擇性配件: 出口處SOLVENT回收裝置
(水質, 空氣污染防止)

SPECIFICATIONS

MODEL	VP-60D	VP-90D
SUCTION CAPACITY	60ℓ/min.	90ℓ/min.
ULTIMATE VACUUM	10 Torr	
MOTOR	250W	300W
WEIGHT	11.5 kg	12.5kg
TOTAL DIMENSIONS(WxDxH)	330 x 190 x 220 mm	
POWER SOURCE	110V/220V, 50/60Hz	

(本公司保有修改規格之權利, 不另行通知。)

We reserve the rights to change the specifications without notice.)